



## INSTRUCTIVO DE ROTULACIÓN DE HISTOPATOLÓGICO

### 1. PROCEDIMIENTOS /PROTOSCOLOS EN LOS QUE APLICA

Gastroenterología.  
Centro quirúrgico.

### 2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DESCRITA

Describir paso a paso el etiquetado de muestras de histopatología.

### 3. INSUMOS NECESARIOS



- a) Etiqueta de rotulación.
- b) Esfero.
- c) Frasco.
- d) Formol.
- e) Solicitud de histopatológico.
- f) Cuaderno de registro.

### 4. TAREAS A REALIZAR

N°	TAREA	REGISTRO DOCUMENTAL
1	La enfermera recibe la muestra en el frasco.	N/A
2	Cola formol hasta que cubra el histopatológico.	N/A
3	Procede a tapar el frasco.	
4	Confirmar el nombre de la muestra con el médico tratante.	N/A
5	Llena los datos en la etiqueta (Anexo 1).	ETIQUETA PARA RECIPIENTE
6	Recibe el pedido de histopatológico, confirma que coincidan los datos del pedido como de la muestra.	N/A
7	Registra en el cuaderno de muestras.	MATRIZ DE REGISTRO



**INSTRUCTIVO DE ROTULACIÓN DE HISTOPATOLÓGICO**

ELABORADO POR:	REVISADO POR	APROBADO POR:
 Lcda. Violeta Arcos LIBRO 21 FOLIO: 101 N°303 Lcda. Violeta Arcos COORDINADORA TÉCNICA DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE QUIRÚRGICO.	 Dra. Gladys Quevedo DIRECTORA ASISTENCIAL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN.	 Dr. Jorge Peñaherrera GERENTE HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN.

